




ЦИФРОВАЯ НУМЕРАЦИЯ / THE NEW NUMBERING SYSTEM



Материал рабочей части - АЛМАЗ / Working part material - DIAMOND		Металлическая связка - гальванический способ / Metal binder - galvanic method	Тип хвостовик / Shank type	Общая длина инструмент / Overall length of tool	Форма рабочей части / Working part form	Размер алмазного зерна - Мелкий / Diamond grain size Fine	Диаметр рабочей части / Working part diameter
80		6	10	4	141	514	025
A			B	L₂	C	A L₁	D
8	5	6	10	4	137	080	025
Материал рабочей части - АЛМАЗ / Working part material - DIAMOND	Размер алмазного зерна - Мелкий / Diamond grain size Fine	Металлическая связка - гальванический способ / Metal binder - galvanic method	Тип хвостовик / Shank type	Общая длина инструмент / Overall length of tool	Форма рабочей части / Working part form	Длина рабочей части / Working part length	Диаметр рабочей части / Working part diameter

Код Code	Цвет Color	Средний размер зерна, мкм Medium drain size, μm
504	3 Желтое кольцо yellow ring	50/40 экстремелкий extra-fine
514	5 Красное кольцо red ring	63/50 мелкий fine
524	6 Синее кольцо или без маркировки blue ring or without labeling	125/100 средний medium
534	7 Зеленое кольцо green ring	160/125 грубый coarse
544	8 Черное кольцо black ring	200/160 очень грубый very-coarse

Инструмент изображен в натуральную величину. Для оформления заказа необходимо указать цифровую маркировку:

Пример: 806.104.110.524.027 [806.104.110.цифра, соответствующая цветовому квадрату.027];

Пример: 866.104.107.060.027















































































[8 цифра (3, 5, 6, 7, 8), соответствующая цветовому квадрату 6.104.107. длина рабочей части (6 мм). 027].















































































Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.101.001. .025 8 6.101.001.022.025
	806.101.001. .027 8 6.101.001.022.027
	806.101.001. .031 8 6.101.001.029.031
	806.104.001. .010 8 6.104.001.007.010
	806.104.001. .012 8 6.104.001.009.012
	806.104.001. .014 8 6.104.001.011.014
	806.104.001. .016 8 6.104.001.013.016
	806.104.001. .018 8 6.104.001.015.018
	806.104.001. .021 8 6.104.001.018.021
	806.104.001. .023 8 6.104.001.020.023
	806.104.001. .025 8 6.104.001.018.025
	806.104.001. .027 8 6.104.001.024.027
	806.104.001. .031 8 6.104.001.029.031
	806.104.001. .033 8 6.104.001.029.033
	806.104.001. .035 8 6.104.001.030.035
	806.104.001. .050 8 6.104.001.047.050
	806.104.002. .012 8 6.104.002.030.012
	806.104.002. .014 8 6.104.002.030.014
	806.104.002. .016 8 6.104.002.030.016
	806.104.002. .018 8 6.104.002.035.018
	806.104.002. .021 8 6.104.002.040.021
	806.104.002. .023 8 6.104.002.045.023
	806.104.002. .025 8 6.104.002.045.025
	806.104.002. .027 8 6.104.002.055.027
	806.104.002. .033 8 6.104.002.055.033
	806.104.010. .014 8 6.104.010.016.014
	806.104.010. .016 8 6.104.010.016.016









Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.104.010. .018 8 6.104.010.016.018
	806.104.010. .021 8 6.104.010.020.021
	806.104.010. .023 8 6.104.010.023.023
	806.104.010. .025 8 6.104.010.023.025
	806.104.010. .027 8 6.104.010.025.027
	806.104.010. .031 8 6.104.010.030.031
	806.104.010. .033 8 6.104.010.030.033
	806.104.010. .035 8 6.104.010.030.035
	806.104.010. .050 8 6.104.010.040.050
	806.104.014. .031 8 6.104.010.012.031
	806.104.014. .033 8 6.104.010.012.033
	806.104.019. .014 8 6.104.019.030.014
	806.104.019. .016 8 6.104.019.030.016
	806.104.019. .018 8 6.104.019.030.018
	806.104.019. .021 8 6.104.019.035.021
	806.104.019. .023 8 6.104.019.040.023
	806.104.038. .031 8 6.104.037.040.031
	806.104.038. .033 8 6.104.037.040.033
	806.104.041. .040 8 6.104.040.010.040
	806.104.041. .050 8 6.104.040.010.050
	806.104.042. .040 8 6.104.040.020.040
	806.104.042. .050 8 6.104.040.020.050
	806.104.068. .033 8 6.104.067.010.033
	806.104.068. .040 8 6.104.067.015.040
	806.104.068. .050 8 6.104.067.015.050
	806.104.109. .010 8 6.104.107.040.010
	806.104.110. .010 8 6.104.107.060.010

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.104.110. .012 8 6.104.107.060.012
	806.104.110. .014 8 6.104.107.060.014
	806.104.110. .016 8 6.104.107.060.016
	806.104.110. .018 8 6.104.107.060.018
	806.104.110. .021 8 6.104.107.060.021
	806.104.110. .023 8 6.104.107.060.023
	806.104.110. .025 8 6.104.107.060.025
	806.104.110. .027 8 6.104.107.060.027
	806.104.110. .031 8 6.104.107.060.031
	806.104.110. .033 8 6.104.107.060.033
	806.104.110. .050 8 6.104.107.060.050
	806.104.111. .031 8 6.104.107.080.031
	806.104.111. .033 8 6.104.107.080.033
	806.104.111. .050 8 6.104.107.090.050
	806.104.119. .050 8 6.104.119.070.050
	806.104.150. .050 8 6.104.150.001.050
	806.104.130. .012 8 6.104.126.080.012
	806.104.130. .033 8 6.104.126.080.033
	806.104.133. .018 8 6.104.126.150.018
	806.104.133. .021 8 6.104.126.150.021
	806.104.139. .033 8 6.104.137.040.033
	806.104.141. .018 8 6.104.137.080.018
	806.104.141. .021 8 6.104.137.080.021
	806.104.141. .025 8 6.104.137.080.025
	806.104.141. .027 8 6.104.137.080.027
	806.104.141. .031 8 6.104.137.080.031
	806.104.141. .033 8 6.104.137.080.033

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.104.143. .050 8 6.104.137.120.050
	806.104.166. .016 8 6.104.164.100.016
	806.104.166. .018 8 6.104.164.100.018
	806.104.166. .025 8 6.104.164.100.025
	806.104.166. .027 8 6.104.164.100.027
	806.104.166. .031 8 6.104.164.100.031
	806.104.166. .033 8 6.104.164.100.033
	806.104.167. .016 8 6.104.164.115.016
	806.104.167. .018 8 6.104.164.115.018
	806.104.167. .050 8 6.104.164.120.050
	806.104.172. .023 8 6.104.168.080.023
	806.104.172. .025 8 6.104.168.080.025
	806.104.173. .014 8 6.104.168.100.014
	806.104.173. .016 8 6.104.168.100.016
	806.104.173. .050 8 6.104.168.100.050
	806.104.196. .010 8 6.104.194.040.010
	806.104.196. .012 8 6.104.194.040.012
	806.104.197. .014 8 6.104.194.060.014
	806.104.197. .016 8 6.104.194.060.016
	806.104.198. .012 8 6.104.194.080.012
	806.104.198. .014 8 6.104.194.080.014
	806.104.198. .016 8 6.104.194.080.016
	806.104.198. .050 8 6.104.194.090.050
	806.104.199. .018 8 6.104.194.100.018
	806.104.199. .021 8 6.104.194.100.021
	806.104.199. .025 8 6.104.194.100.025
	806.104.199. .027 8 6.104.194.100.027

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.104.199.  .033 8  6.104.194.100.033
	806.104.225.  .016 8  6.104.225.040.016
	806.104.225.  .030 8  6.104.225.060.030
	806.104.239.  .033 8  6.104.237.070.033
	806.104.239.  .050 8  6.104.237.120.050
	806.104.243.  .010 8  6.104.243.080.010
	806.104.243.  .012 8  6.104.243.060.012
	806.104.243.  .012 8  6.104.243.080.012
	806.104.243.  .014 8  6.104.243.060.014
	806.104.243.  .014 8  6.104.243.080.014
	806.104.243.  .016 8  6.104.243.080.016
	806.104.243.  .018 8  6.104.243.080.018
	806.104.243.  .021 8  6.104.243.080.021
	806.104.243.  .023 8  6.104.243.080.023
	806.104.243.  .025 8  6.104.243.080.025
	806.104.244.  .023 8  6.104.243.100.023
	806.104.244.  .025 8  6.104.243.100.025
	806.104.249.  .027 8  6.104.245.080.027
	806.104.249.  .033 8  6.104.245.080.033
	806.104.250.  .010 8  6.104.245.100.010
	806.104.250.  .012 8  6.104.245.100.012
	806.104.250.  .014 8  6.104.245.100.014
	806.104.250.  .016 8  6.104.245.100.016
	806.104.250.  .018 8  6.104.245.100.018
	806.104.250.  .021 8  6.104.245.100.021
	806.104.254.  .023 8  6.104.254.060.023

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.104.254.  .025 8  6.104.254.060.025
	806.104.257.  .014 8  6.104.257.030.014
	806.104.257.  .016 8  6.104.257.030.016
	806.104.257.  .018 8  6.104.257.045.018
	806.104.257.  .023 8  6.104.257.050.023
	806.104.257.  .025 8  6.104.257.050.025
	806.104.257.  .027 8  6.104.257.050.027
	806.104.257.  .033 8  6.104.257.050.033
	806.104.263.  .016 8  6.104.263.080.016
	806.104.263.  .018 8  6.104.263.080.018
	806.104.263.  .021 8  6.104.263.080.021
	806.104.263.  .023 8  6.104.263.080.023
	806.104.263.  .050 8  6.104.263.120.050
	806.104.266.  .050 8  6.104.266.120.050
	806.104.274.  .031 8  6.104.284.150.031
	806.104.274.  .050 8  6.104.284.150.050
	806.104.277.  .016 8  6.104.277.034.016
	806.104.277.  .018 8  6.104.277.034.018
	806.104.277.  .018 8  6.104.277.045.018
	806.104.277.  .021 8  6.104.277.045.021
	806.104.277.  .021 8  6.104.277.050.021
	806.104.277.  .023 8  6.104.277.050.023
	806.104.292.  .031 8  6.104.272.150.031
	806.104.304.  .031 8  6.104.304.010.031
	806.104.304.  .033 8  6.104.304.010.033
	806.104.304.  .050 8  6.104.304.013.050

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.105.001. ■ .033 8 ■ 6.105.001.029.033
	806.105.001. ■ .045 8 ■ 6.105.001.041.045
	806.105.141. ■ .027 8 ■ 6.105.137.080.027
	806.105.141. ■■ .033 8 ■■ 6.105.137.200.033
	806.105.239. ■■ .050 8 ■■ 6.105.137.200.050
	806.105.263. ■ .050 8 ■ 6.105.263.120.050
	806.104.524. ■ .095
	806.104.524. ■ .115