



**НПООО "СИСТЕМА"
БОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ С АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ
ДЛЯ ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА**

NPOOO "SISTEM"


DIAMOND INSTRUMENTS Friction grip

Беларусь, 220123 г. Минск, ул. В.Хоружей, 22, офис 37
тел/факс 8-10-375-17-283-16-62, тел. 8-10-375-17-283-16-63
E mail: sistem@iptel.by Адрес WEB-сайта: www.sistema1.by



ISO 13485:2003

ЦИФРОВАЯ НУМЕРАЦИЯ / THE NEW NUMBERING SYSTEM



Материал рабочей части - АЛМАЗ / Working part material - DIAMOND		Металлическая связка - гальванический способ / Metal binder - galvanic method	Тип хвостовик / Shank type	Общая длина инструмент / Overall length of tool	Форма рабочей части / Working part form	Размер алмазного зерна - Мелкий / Diamond grain size Fine	Диаметр рабочей части / Working part diameter
80		6	31	4	173	514	014
A			B	L₂	C	A L₁	D
8	5	6	31	4	168	100	014
Материал рабочей части - АЛМАЗ / Working part material - DIAMOND	Размер алмазного зерна - Мелкий / Diamond grain size Fine	Металлическая связка - гальванический способ / Metal binder - galvanic method	Тип хвостовик / Shank type	Общая длина инструмент / Overall length of tool	Форма рабочей части / Working part form	Длина рабочей части / Working part length	Диаметр рабочей части / Working part diameter



























Код Code	Цвет Color	Средний размер зерна, мкм Medium drain size, μm
504	3 Желтое кольцо yellow ring	50/40 экстремелкий extra-fine
514	5 Красное кольцо red ring	63/50 мелкий fine
524	6 Синее кольцо или без маркировки blue ring or without labeling	125/100 средний medium
534	7 Зеленое кольцо green ring	160/125 грубый coarse
544	8 Черное кольцо black ring	200/160 очень грубый very-coarse



























Инструмент изображен в натуральную величину. Для оформления заказа необходимо указать цифровую маркировку:















































































Пример: 806.314.173.514.014 [806.314.173.цифра, соответствующая цветовому квадрату.0 14];















































































Пример: 856.314.168.100.014




























[8 цифра (3, 5, 6, 7, 8), соответствующая цветовому квадрату 6.314.168. длина рабочей части (10мм). 014].




























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.001. .009 8 6.314.001.006.009
	806.314.001. .010 8 6.314.001.007.010
	806.315.001. .010 8 6.315.001.007.010
	806.314.001. .012 8 6.314.001.009.012
	806.315.001. .012 8 6.315.001.009.012
	806.316.001. .012 8 6.316.001.009.012
	806.314.001. .014 8 6.314.001.011.014
	806.315.001. .014 8 6.315.001.011.014
	806.316.001. .014 8 6.316.001.011.014
	806.314.001. .016 8 6.314.001.013.016
	806.315.001. .016 8 6.315.001.013.016
	806.316.001. .016 8 6.316.001.013.016
	806.314.001. .018 8 6.314.001.015.018
	806.315.001. .018 8 6.315.001.015.018
	806.316.001. .018 8 6.316.001.015.018
	806.314.001. .021 8 6.314.001.018.021
	806.315.001. .021 8 6.315.001.018.021
	806.314.001. .023 8 6.314.001.020.023
	806.315.001. .023 8 6.315.001.020.023
	806.314.001. .025 8 6.314.001.022.025
	806.314.001. .027 8 6.314.001.024.027
	806.315.001. .027 8 6.315.001.024.027
	806.314.001. .029 8 6.314.001.026.029
	806.314.002. .010 8 6.314.002.022.010
	806.315.002. .010 8 6.315.002.022.010
	806.314.002. .012 8 6.314.002.030.012




























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.315.002. .012 8 6.315.002.030.012
	806.314.002. .014 8 6.314.002.030.014
	806.315.002. .014 8 6.315.002.030.014
	806.314.002. .016 8 6.314.002.030.016
	806.315.002. .016 8 6.315.002.030.016
	806.314.002. .018 8 6.314.002.035.018
	806.315.002. .018 8 6.315.002.035.018
	806.314.002. .021 8 6.314.002.040.021
	806.315.002. .021 8 6.315.002.040.021
	806.314.002. .023 8 6.314.002.045.023
	806.315.002. .023 8 6.315.002.045.023
	806.314.002. .027 8 6.314.002.055.027
	806.314.697. .010 8 6.314.697.007.010
	806.314.697. .012 8 6.314.697.009.012
	806.314.697. .014 8 6.314.697.011.014
	806.314.697. .016 8 6.314.697.013.016
	806.314.697. .018 8 6.314.697.015.018
	806.314.010. .010 8 6.314.010.016.010
	806.314.010. .012 8 6.314.010.016.012
	806.315.010. .012 8 6.315.010.016.012
	806.314.010. .014 8 6.314.010.016.014
	806.315.010. .014 8 6.315.010.016.014
	806.314.010. .016 8 6.314.010.016.016
	806.315.010. .016 8 6.315.010.016.016
	806.314.010. .018 8 6.314.010.016.018
	806.315.010. .018 8 6.315.010.016.018




























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.010.  .021 8  6.314.010.020.021
	806.314.010.  .023 8  6.314.010.023.023
	806.315.010.  .023 8  6.315.010.023.023
	806.314.010.  .025 8  6.314.010.023.025
	806.314.019.  .010 8  6.314.019.020.010
	806.314.019.  .012 8  6.314.019.030.012
	806.315.019.  .012 8  6.315.019.030.012
	806.314.019.  .014 8  6.314.019.030.014
	806.315.019.  .014 8  6.315.019.030.014
	806.314.019.  .016 8  6.314.019.030.016
	806.315.019.  .016 8  6.315.019.030.016
	806.314.019.  .018 8  6.314.019.030.018
	806.315.019.  .018 8  6.315.019.030.018
	806.314.032.  .014 8  6.314.032.016.014
	806.315.032.  .014 8  6.315.032.016.014
	806.314.032.  .016 8  6.314.032.018.016
	806.315.032.  .016 8  6.315.032.018.016
	806.314.032.  .018 8  6.314.032.020.018
	806.315.032.  .018 8  6.315.032.020.018
	806.314.038.  .033 8  6.314.037.040.033
	806.314.041.  .040 8  6.314.040.010.040
	806.314.041.  .050 8  6.314.040.010.050
	806.314.042.  .040 8  6.314.040.020.040
	806.314.042.  .050 8  6.314.040.020.050
	806.314.068.  .027 8  6.314.067.010.027
	806.314.068.  .040 8  6.314.067.015.040




























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.068.  .050 8  6.314.067.020.050
	806.314.109.  .009 8  6.314.107.040.009
	806.314.109.  .010 8  6.314.107.040.010
	806.314.109.  .012 8  6.314.107.040.012
	806.314.109.  .014 8  6.314.107.040.014
	806.314.109.  .016 8  6.314.107.040.016
	806.314.110.  .009 8  6.314.107.060.009
	806.314.110.  .010 8  6.314.107.060.010
	806.314.110.  .012 8  6.314.107.060.012
	806.315.110.  .012 8  6.315.107.060.012
	806.314.110.  .014 8  6.314.107.060.014
	806.315.110.  .014 8  6.315.107.060.014
	806.314.110.  .016 8  6.314.107.060.016
	806.315.110.  .016 8  6.315.107.060.016
	806.314.110.  .018 8  6.314.107.060.018
	806.315.110.  .018 8  6.315.107.060.018
	806.314.110.  .023 8  6.314.107.060.023
	806.314.110.  .025 8  6.314.107.060.025
	806.314.110.  .027 8  6.314.107.060.027
	806.315.110.  .027 8  6.315.107.060.027
	806.314.111.  .009 8  6.314.107.080.009
	806.314.111.  .010 8  6.314.107.080.010
	806.314.111.  .012 8  6.314.107.080.012
	806.314.111.  .014 8  6.314.107.080.014
	806.314.111.  .016 8  6.314.107.080.016
	806.314.111.  .018 8  6.314.107.080.018




























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.129. .010 8 .010 6.314.126.060.010
	806.314.129. .012 8 .012 6.314.126.060.012
	806.314.130. .010 8 .010 6.314.126.080.010
	806.314.130. .012 8 .012 6.314.126.080.012
	806.314.130. .014 8 .014 6.314.126.080.014
	806.314.130. .016 8 .016 6.314.126.080.016
	806.314.131. .010 8 .010 6.314.126.100.010
	806.314.131. .012 8 .012 6.314.126.100.012
	806.314.131. .014 8 .014 6.314.126.100.014
	806.314.131. .016 8 .016 6.314.126.100.016
	806.314.139. .010 8 .010 6.314.137.040.010
	806.314.139. .012 8 .012 6.314.137.040.012
	806.314.140. .010 8 .010 6.314.137.060.010
	806.314.140. .012 8 .012 6.314.137.060.012
	806.314.140. .014 8 .014 6.314.137.060.014
	806.314.140. .016 8 .016 6.314.137.060.016
	806.314.141. .010 8 .010 6.314.137.080.010
	806.314.141. .012 8 .012 6.314.137.080.012
	806.314.141. .014 8 .014 6.314.137.080.014
	806.314.141. .016 8 .016 6.314.137.080.016
	806.314.141. .018 8 .018 6.314.137.080.018
	806.314.142. .010 8 .010 6.314.137.100.010
	806.314.142. .012 8 .012 6.314.137.100.012
	806.314.142. .014 8 .014 6.314.137.100.014
	806.314.142. .016 8 .016 6.314.137.100.016
	806.314.142. .018 8 .018 6.314.137.100.018
	806.314.150. .010 8 .010 6.314.150.001.010


















































































Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.150. .012 8 .012 6.314.150.001.012
	806.314.150. .014 8 .014 6.314.150.001.014
	806.314.165. .009 8 .009 6.314.164.080.009
	806.314.165. .010 8 .010 6.314.164.080.010
	806.314.165. .012 8 .012 6.314.164.080.012
	806.314.165. .014 8 .014 6.314.164.080.014
	806.314.165. .016 8 .016 6.314.164.080.016
	806.314.165. .018 8 .018 6.314.164.080.018
	806.314.166. .010 8 .010 6.314.164.100.010
	806.314.166. .012 8 .012 6.314.164.100.012
	806.314.166. .014 8 .014 6.314.164.100.014
	806.314.166. .016 8 .016 6.314.164.100.016
	806.314.166. .018 8 .018 6.314.164.100.018
	806.314.166. .025 8 .025 6.314.164.100.025
	806.314.166. .027 8 .027 6.314.164.100.027
	806.314.167. .012 8 .012 6.314.164.115.012
	806.314.167. .014 8 .014 6.314.164.115.014
	806.314.167. .016 8 .016 6.314.164.115.016
	806.314.167. .018 8 .018 6.314.164.115.018
	806.314.168. .012 8 .012 6.314.168.030.012
	806.314.170. .010 8 .010 6.314.168.040.010
	806.314.170. .012 8 .012 6.314.168.040.012
	806.314.170. .014 8 .014 6.314.168.040.014
	806.314.171. .010 8 .010 6.314.168.060.010
	806.314.171. .012 8 .012 6.314.168.060.012
	806.314.171. .014 8 .014 6.314.168.060.014
	806.314.171. .016 8 .016 6.314.168.060.016


















































































Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.172. .010 8 6.314.168.080.010
	806.314.172. .012 8 6.314.168.080.012
	806.314.172. .014 8 6.314.168.080.014
	806.314.172. .016 8 6.314.168.080.016
	806.314.172. .018 8 6.314.168.080.018
	806.314.173. .010 8 6.314.168.100.010
	806.314.173. .012 8 6.314.168.100.012
	806.314.173. .014 8 6.314.168.100.014
	806.314.173. .016 8 6.314.168.100.016
	806.314.173. .018 8 6.314.168.100.018
	806.314.173. .021 8 6.314.168.100.021
	806.315.173. .021 8 6.315.168.100.021
	806.314.173. .023 8 6.314.168.100.023
	806.315.173. .023 8 6.315.168.100.023
	806.314.194. .007 8 6.314.194.021.007
	806.315.194. .007 8 6.315.194.021.007
	806.314.194. .009 8 6.314.194.021.009
	806.315.194. .009 8 6.315.194.021.009
	806.314.194. .010 8 6.314.194.030.010
	806.315.194. .010 8 6.315.194.030.010
	806.314.194. .012 8 6.314.194.030.012
	806.315.194. .012 8 6.315.194.030.012
	806.314.197. .010 8 6.314.194.060.010
	806.314.197. .012 8 6.314.194.060.012
	806.314.197. .014 8 6.314.194.060.014
	806.314.197. .016 8 6.314.194.060.016
	806.314.198. .010 8 6.314.194.080.010




























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.198. .012 8 6.314.194.080.012
	806.314.198. .014 8 6.314.194.080.014
	806.314.198. .016 8 6.314.194.080.016
	806.314.198. .018 8 6.314.194.080.018
	806.314.199. .010 8 6.314.194.100.010
	806.314.199. .012 8 6.314.194.100.012
	806.314.199. .014 8 6.314.194.100.014
	806.314.199. .016 8 6.314.194.100.016
	806.314.199. .018 8 6.314.194.100.018
	806.314.198. .023 8 6.314.194.100.023
	806.314.219. .012 8 6.314.215.100.012
	806.314.219. .016 8 6.314.215.100.016
	806.314.225. .012 8 6.314.225.035.012
	806.314.225. .012 8 6.314.225.030.012
	806.314.225. .014 8 6.314.225.040.014
	806.314.225. .014 8 6.314.225.035.014
	806.314.225. .016 8 6.314.225.040.016
	806.315.225. .016 8 6.315.225.040.016
	806.314.225. .018 8 6.314.225.040.018
	806.315.225. .018 8 6.315.225.040.018
	806.314.225. .021 8 6.314.225.060.021
	806.314.225. .023 8 6.314.225.060.023
	806.315.225. .023 8 6.315.225.060.023
	806.314.233. .010 8 6.314.237.026.010
	806.314.233. .012 8 6.314.237.026.012
	806.314.233. .014 8 6.314.237.026.014
	806.314.238. .012 8 6.314.237.040.012



























Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.238. ■ .014 8 ■ 6.314.237.045.014
	806.314.238. ■ .014 8 ■ 6.314.237.040.014
	806.314.238. ■ .016 8 ■ 6.314.237.045.016
	806.314.238. ■ .018 8 ■ 6.314.237.045.018
	806.314.239. ■ .021 8 ■ 6.314.237.070.021
	806.314.239. ■ .023 8 ■ 6.314.237.070.023
	806.314.239. ■ .025 8 ■ 6.314.237.070.025
	806.314.243. ■ .014 8 ■ 6.314.243.080.014
	806.315.243. ■ .014 8 ■ 6.315.243.080.014
	806.314.243. ■ .016 8 ■ 6.314.243.080.016
	806.315.243. ■ .016 8 ■ 6.315.243.080.016
	806.314.243. ■ .018 8 ■ 6.314.243.080.018
	806.315.243. ■ .018 8 ■ 6.315.243.080.018
	806.314.249. ■ .009 8 ■ 6.314.245.080.009
	806.314.249. ■ .010 8 ■ 6.314.245.080.010
	806.314.249. ■ .012 8 ■ 6.314.245.080.012
	806.314.249. ■ .014 8 ■ 6.314.245.080.014
	806.314.249. ■ .016 8 ■ 6.314.245.080.016
	806.314.249. ■ .018 8 ■ 6.314.245.080.018
	806.314.249. ■ .021 8 ■ 6.314.245.080.021
	806.314.249. ■ .023 8 ■ 6.314.245.080.023
	806.314.250. ■ .010 8 ■ 6.314.245.100.010
	806.314.250. ■ .012 8 ■ 6.314.245.100.012
	806.314.250. ■ .014 8 ■ 6.314.245.100.014
	806.314.250. ■ .016 8 ■ 6.314.245.100.016
	806.314.250. ■ .018 8 ■ 6.314.245.100.018
	806.314.251. ■ .012 8 ■ 6.314.245.115.012

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.251. ■ .014 8 ■ 6.314.245.115.014
	806.314.251. ■ .016 8 ■ 6.314.245.115.016
	806.314.251. ■ .018 8 ■ 6.314.245.115.018
	806.314.256. ■ .016 8 ■ 6.314.255.100.016
	806.314.257. ■ .010 8 ■ 6.314.257.030.010
	806.314.257. ■ .012 8 ■ 6.314.257.030.012
	806.314.257. ■ .014 8 ■ 6.314.257.030.014
	806.314.257. ■ .016 8 ■ 6.314.257.045.016
	806.314.257. ■ .016 8 ■ 6.314.257.030.016
	806.315.257. ■ .016 8 ■ 6.315.257.030.016
	806.314.257. ■ .018 8 ■ 6.314.257.045.018
	806.315.257. ■ .018 8 ■ 6.315.257.045.018
	806.314.257. ■ .021 8 ■ 6.314.257.050.021
	806.314.257. ■ .021 8 ■ 6.314.257.045.021
	806.314.257. ■ .023 8 ■ 6.314.257.050.023
	806.314.257. ■ .023 8 ■ 6.314.257.050.023
	806.315.257. ■ .023 8 ■ 6.315.257.050.023
	806.314.257. ■ .025 8 ■ 6.314.257.050.025
	806.314.257. ■ .027 8 ■ 6.314.257.050.027
	806.314.257. ■ .029 8 ■ 6.314.257.050.029
	806.314.24. ■ .012 8 ■ 6.314.284.100.012
	806.314.274. ■ .014 8 ■ 6.314.284.100.014
	806.314.274. ■ .016 8 ■ 6.314.284.100.016
	806.314.274. ■ .018 8 ■ 6.314.284.100.018
	806.314.277. ■ .016 8 ■ 6.314.277.045.016
	806.314.277. ■ .018 8 ■ 6.314.277.045.018
	806.315.277. ■ .018 8 ■ 6.315.277.045.018

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.277.  .021 8  6.314.277.045.021
	806.314.277.  .023 8  6.314.277.045.023
	806.315.277.  .023 8  6.315.277.045.023
	806.314.297.  .010 8  6.314.294.060.010
	806.314.297.  .012 8  6.314.294.060.012
	806.314.297.  .014 8  6.314.294.060.014
	806.314.297.  .016 8  6.314.294.060.016
	806.314.297.  .018 8  6.314.294.060.018
	806.314.298.  .010 8  6.314.294.080.010
	806.314.298.  .012 8  6.314.294.080.012
	806.314.298.  .014 8  6.314.294.080.014
	806.314.298.  .016 8  6.314.294.080.016
	806.314.298.  .018 8  6.314.294.080.018
	806.314.298.  .021 8  6.314.294.080.021
	806.314.298.  .023 8  6.314.294.080.023
	806.314.298.  .025 8  6.314.294.080.025
	806.314.299.  .010 8  6.314.294.100.010
	806.314.299.  .012 8  6.314.294.100.012
	806.314.299.  .014 8  6.314.294.100.014
	806.315.299.  .014 8  6.315.294.100.014
	806.314.299.  .016 8  6.314.294.100.016
	806.314.299.  .018 8  6.314.294.100.018
	806.314.299.  .021 8  6.314.294.100.021
	806.314.299.  .023 8  6.314.294.100.023
	806.314.304.  .021 8  6.314.304.007.021
	806.315.304.  .021 8  6.315.304.007.021
	806.314.304.  .023 8  6.314.304.007.023

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.315.304.  .023 8  6.315.304.007.023
	806.314.304.  .040 8  6.314.304.011.040
	806.314.465.  .016 8  6.314.465.050.016
	806.314.465.  .018 8  6.314.465.050.018
	806.314.465.  .021 8  6.314.465.035.021
	806.314.465.  .023 8  6.314.465.035.023
	806.314.465.  .031 8  6.314.465.035.031
	806.314.465.  .033 8  6.314.465.035.033
	806.314.499.  .018 8  6.314.499.035.018
	806.315.499.  .018 8  6.315.499.035.018
	806.314.499.  .021 8  6.314.499.035.021
	806.315.499.  .021 8  6.315.499.035.021
	806.314.508.  .016 8  6.314.508.090.016
	806.314.508.  .018 8  6.314.508.090.018
	806.314.508.  .021 8  6.314.508.090.021
	806.314.508.  .023 8  6.314.508.090.023
	806.314.509.  .021 8  6.314.509.090.021
	806.314.509.  .023 8  6.314.509.090.023
	806.314.540.  .010 8  6.314.539.040.010
	806.315.540.  .010 8  6.315.539.040.010
	806.314.540.  .012 8  6.314.539.040.012
	806.315.540.  .012 8  6.315.539.040.012
	806.314.540.  .014 8  6.314.539.040.014
	806.315.540.  .014 8  6.315.539.040.014
	806.314.540.  .016 8  6.314.539.040.016
	806.315.540.  .016 8  6.315.539.040.016
	806.315.551.  .018 8  6.315.554.050.018

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.315.552. ■ .018 8 ■ 6.315.554.070.018
	806.314.553. ■ .018 8 ■ 6.314.552.060.018
	806.315.554. ■ .018 8 ■ 6.315.555.050.018
	806.315.555. ■ .018 8 ■ 6.315.555.070.018
	806.314.109T. ■ .012 8 ■ 6.314.107T.040.012
	806.314.109T. ■ .014 8 ■ 6.314.107T.040.014
	806.314.110T. ■ .012 8 ■ 6.314.107T.060.012
	806.314.110T. ■ .014 8 ■ 6.314.107T.060.014
	806.314.110T. ■ .016 8 ■ 6.314.107T.060.016
	806.314.110T. ■ .018 8 ■ 6.314.107T.060.018
	806.314.111T. ■ .014 8 ■ 6.314.107T.080.014
	806.314.111T. ■ .016 8 ■ 6.314.107T.080.016
	806.314.111T. ■ .018 8 ■ 6.314.107T.080.018
	806.314.130T. ■ .012 8 ■ 6.314.126T.080.012
	806.314.130T. ■ .014 8 ■ 6.314.126T.080.014
	806.314.131T. ■ .012 8 ■ 6.314.126T.100.012
	806.314.131T. ■ .014 8 ■ 6.314.126T.100.014
	806.314.131T. ■ .016 8 ■ 6.314.126T.100.016
	806.314.140T. ■ .014 8 ■ 6.314.137T.060.014
	806.314.141T. ■ .012 8 ■ 6.314.137T.080.012
	806.314.141T. ■ .014 8 ■ 6.314.137T.080.014
	806.314.141T. ■ .016 8 ■ 6.314.137T.080.016
	806.314.142T. ■ .014 8 ■ 6.314.137T.100.014
	806.314.142T. ■ .016 8 ■ 6.314.137T.100.016
	806.314.171T. ■ .014 8 ■ 6.314.168T.060.014
	806.314.171T. ■ .016 8 ■ 6.314.168T.060.016
	806.314.172T. ■ .016 8 ■ 6.314.168T.080.016

Инструмент М1:1	Цифровая маркировка
	806.314.172T. ■ .018 8 ■ 6.314.168T.080.018
	806.314.173T. ■ .014 8 ■ 6.314.168T.100.014
	806.314.173T. ■ .016 8 ■ 6.314.168T.100.016
	806.314.173T. ■ .018 8 ■ 6.314.168T.100.018
	806.314.173T. ■ .023 8 ■ 6.314.168T.100.023
	806.314.197T. ■ .014 8 ■ 6.314.194T.060.014
	806.314.197T. ■ .016 8 ■ 6.314.194T.060.016
	806.314.198T. ■ .014 8 ■ 6.314.194T.080.014
	806.314.198T. ■ .016 8 ■ 6.314.194T.080.016
	806.314.198T. ■ .018 8 ■ 6.314.194T.080.018
	806.314.199T. ■ .014 8 ■ 6.314.194T.100.014
	806.314.199T. ■ .016 8 ■ 6.314.194T.100.016
	806.314.199T. ■ .018 8 ■ 6.314.194T.100.018
	806.314.225T. ■ .018 8 ■ 6.314.225T.040.018
	806.314.238T. ■ .016 8 ■ 6.314.237T.040.016
	806.314.249T. ■ .016 8 ■ 6.314.245T.080.016
	806.314.250T. ■ .016 8 ■ 6.314.245T.100.016
	806.314.297T. ■ .014 8 ■ 6.314.294T.060.014
	806.314.297T. ■ .016 8 ■ 6.314.294T.060.016
	806.314.297T. ■ .018 8 ■ 6.314.294T.060.018
	806.314.298T. ■ .014 8 ■ 6.314.294T.080.014
	806.314.298T. ■ .016 8 ■ 6.314.294T.080.016
	806.314.298T. ■ .018 8 ■ 6.314.294T.080.018
	806.314.299T. ■ .012 8 ■ 6.314.294T.100.012
	806.314.299T. ■ .014 8 ■ 6.314.294T.100.014
	806.314.299T. ■ .016 8 ■ 6.314.294T.100.016